





# EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/Hinge & EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup> Ankle Stabilizer Instructions For Use



## English

Before using this product, please carefully read all instructions and warnings.

**Warning:** If you experience any increased pain, swelling, or any unusual reactions while using this product, immediately consult your medical professional. This product is for single patient use only. There is no guarantee that use of this product will prevent injury.

A. Place your foot with sock inside the boot of the **EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** or **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>** Ankle Stabilizer. Feed lace through remaining eyelets, tighten and tie. **Make sure lace is tight between all eyelets and tied securely to ensure adequate support.**

B. Bring one stabilizing strap forward and across the top of the foot. Continue wrapping first stabilizing strap under the heel and attach the end of strap to the side of the boot. Repeat steps above for the other stabilizing strap.

C. Place foot flat on the floor. Use the finger loops at the end of both straps to free them from the sides of the boot. **IMPORTANT: PULL STRAPS UP FIRMLY.** Stabilizing straps must be tight for proper support. Reattach straps to boot. Repeat if needed.

D. Wrap elastic cuff closure over tied laces and secured straps. For optimum performance and support, the elastic cuff should be stretched to a point where the **EVO** or **Quatro** logo is facing forward.

E. **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** Ankle Stabilizer may also be worn without plastic hinge as advised by your medical provider. To remove plastic hinge, disengage all straps, then disengage hook & loop fasteners on plastic hinge from both sides of boot.

**Washing Instructions:** Engage all closure straps before machine washing. Hand or machine wash on gentle cycle in warm water with mild detergent and no bleach. Rinse thoroughly. Air dry.

**Warranty:** Products manufactured by Med Spec have a limited warranty against defects in materials or workmanship for a period of six months from date of shipment. Please contact the business that supplied you with this product if you wish to return it.

## Espanol

Antes de usar este producto, lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias.

**Advertencia:** Si presenta aumento del dolor, inflamación o cualquier reacción inusual durante el uso de este producto, consulte de inmediato a su profesional médico. Este producto está destinado al uso exclusivo de un solo paciente. No se dan garantías de que el uso de este producto prevendrá una lesión.

A. Introduzca el pie con media en la parte de la bota del estabilizador de tobillo **EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> c/bisagra** o **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>**. Pase el cordón por los ojales, ajuste y ate. **Asegúrese de que el cordón quede tirante entre todos los ojales y de que esté bien atado para lograr un sostén adecuado.**

B. Lleve una correa estabilizadora hacia delante cruzando por la parte superior del pie. Continúe envolviendo la primera correa estabilizadora debajo del talón y fije el extremo de la correa en el costado de la bota. Repita los pasos anteriores con la otra correa estabilizadora.

C. Coloque el pie en el piso, bien apoyado. Con los dedos, tire de las presillas en el extremo de ambas correas para liberarlas de los costados de la bota. **IMPORTANTE: LEVANTE LAS CORREAS CON FIRMEZA.** Las correas estabilizadoras deben quedar tirantes para un soporte correcto. Vuelva a fijar las correas a la bota. Repita si fuera necesario.

D. Coloque el cierre del manguito elástico envolviendo los cordones y las correas amarados. Para un rendimiento y un soporte óptimos, el manguito elástico debe estirarse hasta que el logotipo de **EVO** o **Quatro** quede hacia adelante.

E. El estabilizador de tobillo con bisagra **EVO<sup>®</sup>** también se puede usar sin bisagra plástica, según lo aconseje su profesional médico. Para retirar la bisagra plástica, desprendá todas las correas, luego desprendá los cierres de abrojo (velcro) en la bisagra plástica de ambos costados de la bota.

**Instrucciones de lavado:** Ate todas las correas de cierre antes de lavar a máquina. Lave a mano o máquina en un ciclo delicado con agua tibia y detergente suave, sin lejía. Enjuague bien. Deje secar al aire.

**Garantía:** Los productos fabricados por Med Spec cuentan con garantía limitada por defectos en los materiales o la mano de obra durante un período de seis meses a partir de la fecha de envío. Comuníquese con el comercio vendedor que le suministró este producto si desea devolverlo.

## Deutsch

Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.

**Achtung:** Wenn bei der Anwendung dieses Produkts stärkere Schmerzen, Schwellungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen eintreten, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt. Dieses Produkt ist nur zur Anwendung an einem einzigen Patienten bestimmt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass dieses Produkt Verletzungen verhindert.

A. Stecken Sie den Fuß mit Socke in den Stiefelteil des **EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** oder **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>** Ankle Stabilizer. Führen Sie die Schnürsenkel durch die restlichen Ösen, ziehen Sie sie fest und binden Sie eine Schleife. **Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel zwischen allen Ösen angespannt und fest abgebunden sind, um eine ausreichende Stütze zu gewährleisten.**

B. Führen Sie einen Stabilisierungsgurt nach vorne über den Fußrücken. Führen Sie den ersten Stabilisierungsgurt weiter unter der Ferse hindurch und befestigen Sie das Gurteende seitlich an der Orthese. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte mit dem anderen Stabilisierungsgurt.

C. Stellen Sie den Fuß flach auf den Boden. Fassen Sie die Fingerschlaufen am Gurtende, um die Enden von der Orthese zu lösen. **WICHTIG: ZIEHEN SIE DIE GURTE FEST NACH OBEN.** Die Stabilisierungsgurte müssen fest angezogen werden, um eine ausreichende Stütze zu bieten. Bringen Sie die Gurte wieder an der Orthese an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls erforderlich.

D. Wickeln Sie den elastischen Manschettenverschluss über die gebundenen Schnüre und befestigen Sie die Gurte. Für eine optimale Funktion und Stütze sollten die Elastikmanschetten so weit gedehnt werden, dass das **EVO-** oder **Quatro-**Logo nach vorne zeigt.

E. Der **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** Ankle Stabilizer kann auf Rat Ihres medizinischen Anbieters ohne Kunststoffgelenk getragen werden. Um das Kunststoffgelenk zu entfernen, lösen Sie alle Gurte und dann die Klettverschlüsse des Kunststoffgelenks an beiden Seiten der Orthese.

**Waschanleitung:** Befestigen Sie vor der Maschinenwäsche alle Gurte. Waschen Sie das Produkt von Hand oder im Schonwaschgang in warmem Wasser mit einem milden Waschmittel und ohne Bleichmittel. Spülen Sie die Orthese gründlich. Lassen Sie das Produkt an der Luft trocknen.

**Garantie:** Auf von Med Spec hergestellte Produkte wird eine beschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für sechs Monate nach dem Auslieferungsdatum gewährt. Wenn Sie dieses Produkt zurückgeben möchten, wenden Sie sich an die Firma, von der Sie es bezogen haben.

## Français

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde.

**Mise en garde :** si vous présentez toute aggravation de la douleur, tout gonflement ou toute réaction inhabituelle lorsque vous utilisez ce produit, consultez immédiatement votre professionnel de la santé. Ce produit est réservé à un seul patient. Rien ne garantit que l'utilisation de ce produit préviendra les blessures.

A. Placez votre pied avec une chaussette dans la botte du stabilisateur de cheville **EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> avec charnière** ou **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>**. Passez le lacet dans les œillets restants, serrez, puis nouez. **Veillez à ce que le lacet soit serré entre tous les œillets et bien noué pour assurer un soutien adéquat.**

B. Amenez une sangle de stabilisation en avant et en travers du dessus du pied. Continuez à enrouler la première sangle de stabilisation sous le talon, puis attachez l'extrémité de la sangle sur le côté de la botte. Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre sangle de stabilisation.

C. Posez votre pied à plat sur le sol. Utilisez les boucles pour doigts à l'extrémité des deux sangles pour les libérer des côtés de la botte. **IMPORTANT : TIREZ FERMEMENT LES SANGLES VERS LE HAUT.** Les sangles de stabilisation doivent être bien serrées pour assurer un soutien adéquat. Fixez à nouveau les sangles à la botte. Recommencez si nécessaire.

D. Enroulez la fermeture du manchon élastique sur les lacets noués et les sangles sécurisées. Pour une performance et un soutien optimaux, le manchon élastique doit être tendu jusqu'à ce que le logo **EVO** ou **Quatro** soit vers l'avant.

E. Le stabilisateur de cheville **EVO<sup>®</sup>** avec charnière peut aussi être porté sans charnière plastique, suivant les conseils de votre prestataire de soins de santé. Pour retirer la charnière plastique, défaits toutes les sangles, puis défaits les attaches Velcro sur la charnière plastique des deux côtés de la botte.

**Instructions de lavage :** fermez toutes les sangles de fermeture avant le lavage en machine. Lavez à la main ou en machine en cycle doux dans de l'eau chaude avec un détergent doux et sans eau de Javel. Rincez soigneusement. Laissez sécher à l'air.

**Garantie :** les produits fabriqués par Med Spec bénéficient d'une garantie limitée contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date d'expédition. Veuillez contacter l'entreprise qui vous a fourni ce produit si vous souhaitez le retourner.

## Italiano

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.

**Avvertenza:** qualora si dovesse manifestare un aumento del dolore o del gonfiore o altre reazioni inusuali durante l'uso del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico. Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di un singolo paziente. Non si garantisce che l'uso del prodotto possa prevenire eventuali lesioni.

A. Inserire il piede con indosso un calzino nello stivaletto dello stabilizzatore per caviglia **EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> con snodo** o **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>**. Inserire il laccio nelle restanti asole, stringerlo e allacciarlo. **Per garantire un supporto adeguato, assicurarsi che i lacci tra le asole siano ben stretti e allacciati saldamente.**

B. Portare una delle cinghie di stabilizzazione in avanti, facendola passare sopra il piede. Quindi far passare la cinghia di stabilizzazione sotto al tallone e fissarne l'estremità sul lato dello stivaletto. Ripetere gli stessi passaggi anche per l'altra cinghia di stabilizzazione.

C. Appoggiare la pianta del piede sul pavimento. Utilizzare gli occhiali sull'estremità di entrambe le cinghie per staccarle dai lati dello stivaletto. **IMPORTANTE: TIRARE LE CINGHIE FERMAMENTE VERSO L'ALTO.** Le cinghie di stabilizzazione devono essere ben aderenti per garantire un supporto adeguato. Riattaccare le cinghie allo stivaletto. Se necessario, ripetere l'operazione.

D. Avvolgere la fascia elastica attorno a lacci e cinghie chiusi. Per ottenere prestazioni e un supporto ottimali, la fascia elastica va tirata fino a quando il logo **EVO** o **Quatro** non è rivolto in avanti.

E. Lo stabilizzatore per caviglia **EVO<sup>®</sup>** con snodo può essere indossato anche senza snodo in plastica, in base alle raccomandazioni del medico. Per rimuovere lo snodo in plastica, sganciare tutte le cinghie, quindi aprire tutte le chiusure a velcro sullo snodo in plastica su entrambi i lati dello stivaletto.

**Istruzioni di lavaggio:** prima di inserire in lavatrice, chiudere tutte le cinghie di chiusura. Lavare a mano o in lavatrice con ciclo delicato in acqua tiepida con un detersivo per delicati senza candeggina. Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare all'aria.





**Garanzia:** i prodotti fabbricati da Med Spec sono corredati di una garanzia limitata contro i difetti materiali o di esecuzione valida per un periodo di sei mesi dalla data della spedizione. Per il reso del prodotto, rivolgersi al fornitore presso cui è stato effettuato l'acquisto.

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227 USA  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

EVO<sup>®</sup> and Quatro<sup>®</sup> are registered trademarks of Medical Specialties, Inc.  
Patent number(s): US 8,721,578; US 8,808,215; US 9,375,339; US 9,737,430; US 10,383,404; AU 2008317263; CA 2,703,266; European (AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, NL, NO, SE) 22031335; patent pending

# EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/Hinge & EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup> Ankle Stabilizer Instructions For Use



## Nederlands

Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

**Waarschuwing:** Raadpleeg onmiddellijk uw medische zorgverlener als u tijdens het gebruik van dit product toegenomen pijn, zwelling of ongewone reacties ervaart. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door één patiënt. Er is geen garantie dat het gebruik van dit product letsel voorkomt.

A. Plaats uw voet met sok/kous in het laarsgedeelte van de **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator; **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator met scharnier of **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>**-enkelstabilisator. Voer de veter door de resterende ogen, trek aan en knoop vast. **Zorg ervoor dat de veter strak tussen alle ogen zit en stevig is vastgeknoot om voldoende ondersteuning te garanderen.**

B. Breng een stabilisatieriem naar voren en over de bovenkant van de voet. Wikkel de eerste stabilisatieriem verder onder de hiel door en bevestig het uiteinde van de riem aan de zijkant van de schoen. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere stabilisatieriem.

C. Plaats de voet plat op de vloer. Gebruik de vingerlussen aan het einde van beide riemen om deze los te maken van de zijkanten van de laars. **BELANGRIJK: TREK DE RIEMEN STEVIG AAN. De stabilisatieriemen moeten strak zitten voor een goede ondersteuning.** Bevestig de riemen opnieuw aan de laars. Herhaal, indien nodig.

D. Wikkel de elastische manchetsluiting over de veters en de vastgezette riemen. Voor optimale prestaties en ondersteuning moet de elastische manchet worden uitgerekt tot waar het **EVO- of Quatro**-logo naar voren is gericht.

E. De **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator met scharnier kan ook zonder plastic scharnier worden gedragen, indien geadviseerd door uw medische zorgverlener. Om de plastic scharnier te verwijderen, maakt u alle riemen los en maakt u vervolgens de haak- en lusbevestigingen op de plastic scharnier los aan beide zijden van de laars.

**Wasvoorschrift:** Maak alle bevestigingsriemen vast voor het wassen in de wasmachine. Hand- of machinewas op zachte cyclus in warm water met een mild reinigingsmiddel en zonder bleekmiddel. Grondig spoelen. Laten drogen aan de lucht.

**Garantie:** Producten vervaardigd door Med Spec hebben een beperkte garantie voor materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de verzendingsdatum. Neem contact op met het bedrijf dat u dit product heeft geleverd als u het wilt retourneren.

## Dansk

Før du bruger dette produkt, skal du læse alle instruktioner og advarsler omhyggeligt.

**Advarsel:** Hvis du oplever øget smerte, hævelse eller usædvanlige reaktioner, mens du bruger dette produkt, skal du straks kontakte din læge. Dette produkt må kun bruges til en enkelt patient. Der er ingen garanti for, at brug af dette produkt forhindrer personskade.

A. Anbring foden med sokken på i støveln **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** med/hængsel eller **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>** Ankelstabilisator. Før snørebåndene gennem de resterende øjenhuller, stram og bind dem. **Sørg for, at snørebåndene er stramme i alle øjenhuller, og godt bundet**

B. Før en stabiliseringsrem fremad og på tværs over fodens overside. Fortsæt med at vikle den første stabiliseringsremme ind under hælen, og fastgør enden af remmen på siden af støveln. Gentag ovenstående trin for den anden stabiliseringsrem.

C. Anbring foden fladt på gulvet. Brug fingerløkkerne for enden af begge remme til at frigøre dem fra siderne af støveln. **VIGTIGT: TRÆK OPAD I REMMENE TIL DE ER STRAMME. Stabiliseringsremmene skal være stramme for at give ordentlig støtte.** Fastgør remmene til støveln igen. Gentag om nødvendigt.

D. Vikl den elastiske manchetslukning om snørebåndene og de fastgjorte remme. For at opnå optimal ydeevne og støtte, skal elastikmanchetten strækkes til et punkt, hvor **EVO- eller Quatro**-logoet vender fremad.

E. **EVO<sup>®</sup>** Ankelstabilisator med/hængsel kan også bæres uden plsthængslet efter anvisning fra din behandler. Fjern plsthængslet, frigør alle remme, frigør velcrolukningerne på plsthængslet på begge sider af støveln.

**Vaskeanvisninger:** Luk alle lukningsremme inden maskinvask. Hånd- eller maskinvask ved finvaskecyklus i varmt vand med et mildt vaskemiddel uden blegestoffer. Skyl grundigt. Lufttørres.

**Garanti:** Produkter, der er produceret af Med Spec, har en begrænset garanti mod defekter i materialer eller udførelse i en periode på seks måneder fra forsendelsesdatoen. Kontakt den virksomhed, der har leveret dig dette produkt, hvis du ønsker at returnere det.

## Svensk

Läs alla instruktioner och varningar noggrant före du använder denna produkt.

**Varning:** Om du upplever en ökad smärta, svullnad, eller någon ovanlig reaktion medan du använder denna produkt, kontakta omedelbart din läkare. Denna produkt är enbart avsedd att användas av en enskild patient. Det finns inga garantier för att användning av denna produkt förhindrar skada.

A. Placera din fot med socka inuti stöveln i **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** w/ Hinge eller **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>** Ankle Stabilizer. Mata snöret genom kvarstående öglor, dra åt och bind. **Se till att snöret är spånt mellan alla öglor och bind hållbart för att säkra ordentligt stöd.**

B. För en stabiliserande rem framåt och över fotens överdel. Fortsätt att linda den första stabiliserande remmen under hälen och fäst ändan på remmen i sidan på stöveln. Repetera ovanstående med den andra stabiliserande remmen.

C. Placera foten platt på golvet. Använd fingerloopen i ändan på respektive rem för att lösgöra dem från sidorna på stövlarna. **VIKTIGT: DRA FAST REMMARNAS ORDENTLIGT. De stabiliserande remmarna måste vara ordentligt tilldragna för att ge tillräckligt stöd.** Fäst remmarna vid stöveln på nytt. Upprepa om nödvändigt.

D. Linda elastisk manschettförslutning över bundna snören och säkrade remmar. För optimal funktion och stöd, bör den elastiska manchetten sträckas fram till där **EVO- eller Quatro**-logon är riktad framåt.

E. **EVO<sup>®</sup>** w/ Hinge Ankle Stabilizer kan bäras även utan plastled, enligt vad din vårdgivare rekommenderar. För att ta bort plastleder, lösgör alla remmar, ta sedan bort kardborbanden på plastleden från bägge sidor.

**Instruktioner för tvätt:** Fäst samtliga förslutningsremmar före maskintvätt. Hand- eller maskintvätta på ett skonsamt sätt i varmt vatten med mild tvättemedel och utan blekmedel. Skölj noggrant. Lufttorka.

**Garanti:** Produkter som är tillverkade av Med Spec har en begränsad garanti för defekter i material eller för tillverkningsfel under en period på sex månader från leveransdatum. Kontakta affären där du köpte produkten om du önskar återlämna den.

## Suomi

Ennen tämän tuotteen käyttöä lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti.

**Varoitus:** Jos tämän tuotteen käytön yhteydessä ilmenee lisääntyntä kipua, turvotusta tai epätavallisia reaktioita, käänny välittömästi lääketieteelliseen ammattilaiseen puoleen. Tämä tuote on potilaskohtainen. Ei voida taata, että tämän tuotteen käyttö estää loukkaantumisen.

A. Aseta jalkaterä, jossa on sukka, **EVO<sup>®</sup>**-, saranallinen **EVO<sup>®</sup>**- tai **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>**- nilkkatuen saappaan sisään. Syötä nyöri jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä ja solmi. **Varmista, että nyöri on tiukalla kaikkien silmukoiden väliillä ja solmittu tukevasti riittävän tuen saamiseksi.**

B. Vie yksi tukihihna eteenpäin ja jalkaterän yläosan poikki. Jatka ensimmäisen tukihinnan käärimistä kantapään alle ja kiinnitä hihnan pää saappaan sivulle. Toista edellä mainitut vaiheet toiselle tukihinnalle.

C. Aseta jalkaterä tasaisesti lattialle. Käytä sormisilmukoita molempien hihnojen päissä vapauttaaksesi ne saappaan sivuilta. **TÄRKEÄÄ: VEDA HIHNOJA YLÖSPÄIN LUJASTI.** Tukihihnojen on oltava tiukalla, jotta tuki olisi asianmukainen. Kiinnitä hihnat saappaaseen. Toista tarvittaessa.

D. Kääri joustava mansetti nyörien ja kiinnitettyjen hihnojen päälle. Optimaalista suorituskykyä ja tukea varten joustava mansetti on venytettävä kohtaan, jossa **EVO- tai Quatro**-logo on etusuuntaan.

E. **Saranallista EVO<sup>®</sup>**-nilkkatukea voidaan käyttää myös ilman muovisolkea, hoitopalvelujen tarjoajan neuvon mukaisesti. Jos haluat poistaa muovisoljen, irrota kaikki hihnat, irrota sitten muovisoljen päällä olevat tarrakiinnikkeet saappaan molemmilta puolilta.

**Pesuhjeet:** Kiinnitä kaikki kiinnityshihnat ennen konepesua. Pese käsin tai koneella hienopesuohjelmalla lämpimässä vedessä käyttäen mieto pesuainetta, ei valkaisuainetta. Huuhtelee perusteellisesti. Anna kuivua itsestään.

**Takuu:** Med Spec -yhtiön valmistamilla tuotteilla on materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva rajoitettu kuuden kuukauden takuu, toimituspäivästä lukien. Jos haluat palauttaa tuotteen, ota yhteyttä yritykseen, joka toimitti sinulle tämän tuotteen.

## Norsk

Før du bruker dette produktet må du nøye lese alle instruksjoner og advarsler.

**Advarsel:** Hvis du opplever økte smerter, hevelse eller noen uvanlige reaksjoner når du bruker dette produktet, må du umiddelbart ta kontakt med legen din. Dette produktet er til bruk kun på én pasient. Det er ingen garanti for at bruken av dette produktet vil forhindre skade.

A. Plasser foten med sokken på inni støveln til **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** m/hengsel eller **EVO<sup>®</sup> Quatro<sup>®</sup>** ankelstabilisator. Trekk lissen gjennom de gjenværende hullene, stram til og knyt. **Påse at lissen er stram mellom alle hullene og knyttet godt til for å sikre skikkelig støtte.**

B. Trekk én stabiliseringsstropp fremover og over toppen av foten. Fortsett å vikle stroppen under hælen og fest enden av stroppen på siden av støveln. Gjenta trinnene ovenfor for den andre stabiliseringsstroppen.

C. Sett foten flatt ned på gulvet. Bruk fingerløkkene på enden av begge stroppene for å løsne dem fra siden av støveln. **VIKTIG: TREKK STROPPENE GODT TIL. Stabiliseringsstroppene må være stramme for riktig støtte.** Fest stroppen på støveln igjen. Gjenta etter behov.

D. Trekk den elastiske muffelukkningen over lissene, og fest stroppene. For optimal ytelse og støtte må den elastiske muffen strekkes til et punkt der **EVO- eller Quatro**-logoen vender fremover.

E. **EVO<sup>®</sup>** ankelstabilisator m/hengsel Fjern plsthængselen ved å løsne alle stropper, og løsne deretter krok- og løkkefestene på plsthængselen fra begge sider av støveln.

**Vaskeinstruksjoner:** Fest alle lukkestroppene før maskinvask. Hånd- eller maskinvask på skånsom sykklus i varmt vann med mildt vaskemiddel og uten blekmedel. Skyll grundig. Lufttørk.

**Garanti:** Produkter produsert av Med Spec har en begrenset garanti mot defekter i materialer eller utførelse i en periode på seks måneder fra forsendelsesdatoen. Hvis du ønsker å returnere det, må du kontakte virksomheten som leverte produktet.

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227 USA  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com

EC REP  
MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

EVO<sup>®</sup> and Quatro<sup>®</sup> are registered trademarks of Medical Specialties, Inc.  
Patent number(s): US 8,721,578; US 8,808,215; US 9,375,339; US 9,737,430; US 10,383,404; AU 2008317263; CA 2,703,266; European (AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, NL, NO, SE) 2203135; patent pending